


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Trkb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16620

Número de artículo: CM0002624



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra TrkB humano (UniProt Q16620). Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en neurociencias sobre señalización de neurotrofinas, diferenciación y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TrkB
Observaciones/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4915
GeneID	4915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-430 de TrkB humano (NP_001018074.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16620
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo