


Trkb Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16620

Número de artículo: CM0020768



Introducción

TrkB Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra TrkB humano (aa 32-430). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en neurobiología y señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TrkB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4915
GeneID	4915
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16620
Peso Proteico	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo