


Anticuerpo Policlonal De Conejo Trmt112 Para Wb, Elisa - Q9Ui30

Número de artículo: CM0014873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRMT112 humano, una subunidad multifuncional de metiltransferasa implicada en la metilación de rRNA, tRNA y proteínas. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones epigenéticas y de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRMT112 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRM112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Especie	Humano
GeneID (humano)	51504
GeneID	51504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de TRMT112 humano (NP_057488.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Ui30
Peso molecular	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo