


Trpv6 Pab De Conejo - Q9H1D0

Número de artículo: CM0015632



Introducción

Este pAb de conejo anti-TRPV6 detecta TRPV6 humano, de ratón y de rata, un canal selectivo para el calcio fundamental para la captación intestinal de Ca^{2+} y la homeostasis. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRPV6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPTTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
Especie	Humano
GeneID (humano)	55503
GeneID	55503
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRPV6 humano (NP_061116.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H1D0
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo