

Trub1 Rabbit Pab - Q8Wwh5

Número de artículo: CM0022368



Introducción

TRUB1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para Western Blot (WB) y ELISA, que detecta TRUB1 humano, de ratón y de rata, una pseudouridilato sintasa implicada en la pseudouridilación de ARNm y ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRUB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PUS4; TRUB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	142940
GeneID	142940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-280 de TRUB1 humana (NP_631908.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WWH5
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo