


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Tsfm Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Número de artículo: CM0003934



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo TSFM para la detección del factor de elongación mitocondrial Ts en WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSFM mAb de Conejo
Observaciones/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10102
GeneID	10102
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del TSFM humano (P43897).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43897
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo