

Tsg101/Vps23 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - Q99816

Número de artículo: CM0010778



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra TSG101 (subunidad del complejo ESCRT-I), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del tráfico vesicular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSG101/VPS23 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TSG10; VPS23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7251
GeneID	7251
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99816
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo