


Tspan15 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - 095858

Número de artículo: CM0013763



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Tetraspanina-15 (TSPAN15), validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del tráfico de ADAM10, la señalización de Notch y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSPAN15 pAb de conejo
Notas / Alias	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23555
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-220 de TSPAN15 humana (NP_036471.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95858
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo