


Anticuerpo Policlonal De Conejo Tsr1 Para Wb - Q2NI82

Número de artículo: CM0025899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TSR1 humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta TSR1 endógeno en muestras humanas y de ratón; herramienta esencial para la investigación de la biogénesis del ribosoma. Envío: Bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 455-804 de TSR1 humano (NP_060598.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q2NL82
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo