

Ttk Rabbit Pab - Ttk

Número de artículo: CM0019887

Introducción

TTK Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra un fragmento recombinante de la proteína TTK humana. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, exhibe reactividad cruzada con muestras de humano, ratón y rata, con un tamaño de banda esperado de 96-97 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTK Rabbit pAb
Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Especie	Humano
ID de Gen	7272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 536-789 del TTK humano (NP_003309.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Proteico	96kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo