

Pab De Conejo Tusc2 - 075896

Número de artículo: CM0030646

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo TUSC2 dirigido a la proteína candidata a supresor de tumores 2 (FUS1). Adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica y ELISA con reactividad cruzada en especies humana, de ratón y de rata. Una herramienta confiable para la investigación en biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TUSC2
Observaciones/Alias	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	11334
GeneID	11334
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 del TUSC2 humano (NP_009206.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075896
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo