

Anticuerpo Policlonal De Conejo Twist2 Para Wb, Elisa - Q8Wvj9

Número de artículo: CM0027582

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TWIST2 humano (bHLHa39, Dermo-1), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional, la osteogénesis y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Twist2 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	AMS; FFDD3; BBRSAY; Dermo1; SETLSS; bHLHa39; Twist2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	117581
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Twist2 humano (NP_476527.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WVJ9
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo