

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tyro3 Para Wb, Elisa - Q06418

Número de artículo: CM0017384



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-Tyro3 validado para WB y ELISA. Detecta Tyro3 humano, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización mediada por Tyro3, la neuroprotección y los mecanismos de entrada viral en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tyro3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7301
ID de Gen	7301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-430 del Tyro3 humano (NP_006284.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q06418
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo