

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ube2D1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51668

Número de artículo: CM0024097



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar vías de conjugación de ubiquitina y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo UBE2D1
Observaciones/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7321
ID del Gen	7321
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de UBE2D1 humano (NP_003329.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51668
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo