

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2F Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Número de artículo: CM0025491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UBE2F (enzima conjugadora de NEDD8 2). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de vías de neddilación y modificación de culinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE2F Rabbit pAb
Notas/Alias	NCE2; UBE2F
Especie	Humano
GeneID	140739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de UBE2F humano (NP_542409.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969M7
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo