


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ube2I Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P63279

Número de artículo: CM0008970



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fiable contra UBE2I (UBC9) para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la enzima conjugadora de SUMO UBC9 humana, de ratón y de rata, un regulador esencial de la sumoilación, la arquitectura nuclear y la segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | UBE2I Rabbit mAb                                                                                           |
| Observaciones/Alias | P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I                                                                                 |
| Especie             | Humana                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 7329                                                                                                       |
| GeneID              | 7329                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de UBE2I humana (P63279) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón, rata                                                                                        |
| SWISS               | P63279                                                                                                     |
| Peso molecular      | 18 kDa                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                             |