


## Pab De Conejo Contra Ube2I Para Wb - P63279

Número de artículo: CM0020692



### Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2I (UBC9) está validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Explore la SUMOilación y la segregación cromosómica con alta especificidad.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra UBE2I                                                                                                       |
| Observaciones/alias | P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 7329                                                                                                                             |
| GeneID              | 7329                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-158 de UBE2I humano (NP_003336.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS               | P63279                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 18 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |