

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ube2K Para Wb, Elisa - P61086

Número de artículo: CM0013829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra UBE2K humano (E2-25K, HIP2). Validado para Western blot y ELISA, es una herramienta esencial para la investigación del sistema ubiquitina-proteasoma, estudios de la enfermedad de Huntington y análisis de la degradación asociada al retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE2K Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3093
ID del gen	3093
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de UBE2K humano (NP_005330.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P61086
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo