

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ube2W Para Wb, Elisa - Q96B02

Número de artículo: CM0022764



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo UBE2W detecta UBE2W (UBC-16) humana y de ratón, validado para Western blot y ELISA. UBE2W es una enzima conjugadora de ubiquitina E2 implicada en la monoubiquitinación N-terminal y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE2W Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC16; UBC-16; UBE2W
Especie	Humano
GeneID (humano)	55284
GeneID	55284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-110 de UBE2W humana (NP_001001481.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96B02
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo