


Ube3A Rabbit Pab - Q05086

Número de artículo: CM0024656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo UBE3A validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; detecta una banda de 101 kDa; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la ubiquitinación, los ritmos circadianos, la plasticidad sináptica y la oncogénesis viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7337
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-590 de UBE3A humana (NP_570853.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05086
Peso proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo