

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube4A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

Número de artículo: CM0028377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la UBE4A humana (factor de conjugación de ubiquitina E4 A) para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE4A Rabbit pAb
Notas/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9354
ID del gen	9354
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 797-1066 de la UBE4A humana (NP_001191006.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14139
Peso de la proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo