

Ubiquitin Rabbit Pab - P0Cg47

Número de artículo: CM0015192



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Ubiquitina para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con ubiquitina humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la degradación proteasómica, la reparación del ADN y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ubiquitin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Especie	Humano
GeneID (humano)	7314
GeneID	7314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de la Ubiquitina humana (NP_061828.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0CG47
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo