


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg47

Número de artículo: CM0022900



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Ubiquitina de alta calidad, apto para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ubiquitina en humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para estudios de degradación de proteínas y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Ubiquitina
Observaciones/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
GeneID (Humano)	7314
GeneID	7314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de la ubiquitina humana (NP_061828.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	P0CG47
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo