


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ubiquityl-Histona H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000075



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la histona H2A ubiquitinada en la lisina 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Adecuado para Western blot y ELISA, con amplia reactividad entre especies (Humana, Ratón, Rata y predicciones). Es ideal para investigaciones de epigenética y cromatina en el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ubiquityl-Histona H2A-K119 Rabbit pAb
Notas/Alias	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histona H2A-K119
Especie	Humana
GeneID (humana)	H2A
GeneID	3012/8329
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético ubiquinado alrededor de K119 del HIST1H2AB humano (NP_734466.1).
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo