


Mab De Conejo Anti-Uch37/Uchl5 Para Wb Y Elisa - Q9Y5K5

Número de artículo: CM0007414



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UCH37/UCHL5 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce UCHL5 humano, de ratón y de rata, una desubiquitinaasa asociada al proteasoma que participa en la degradación de proteínas y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-UCH37/UCHL5
Observaciones/Alias	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; hidrolasa L5 del extremo C-terminal de la ubiquitina; UCH37/UCHL5
Especie	Humano
ID del gen	51377
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-329 de UCH37/UCHL5 humano (NP_057068.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5K5
Peso de la proteína	36 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo