

Ucp3 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

Número de artículo: CM0019577

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UCP3 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del metabolismo mitocondrial y el desacoplamiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	UCP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC25A9; UCP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	7352
GeneID	7352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-119 de UCP3 humano (NP_073714.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P55916
Peso proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo