


Ufd1L Rabbit Mab - Q92890

Número de artículo: CM0003826



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UFD1L (factor de reconocimiento de ubiquitina en ERAD) validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para estudiar las vías de la ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UFD1L Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UFD1L
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7353
ID de gen	7353
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q92890
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo