

Ugt2B7 Rabbit Pab - P16662

Número de artículo: CM0022216



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGT2B7. Validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a los aminoácidos 25-351. Ideal para la investigación del metabolismo de fármacos y la conjugación de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGT2B7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7364
GeneID	7364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-351 de UGT2B7 humana (NP_001065.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16662
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo