

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ulbp2 Para Wb Y Elisa - Q9Bzm5

Número de artículo: CM0025684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ULBP2 para Western blot y ELISA. Reconoce ULBP2/ligando NKG2D 2 humano, expresado en tejidos cancerosos y fetales, mediando la activación de células NK. Ideal para estudios de inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ULBP2
Observaciones/Alias	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alfa, ULBP2
Especie	Humano
ID del Gen	80328
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de ULBP2 humano (NP_079493.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZM5
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo