

Anticuerpo Policlonal De Conejo Unc5C Para Wb Y Elisa - O95185

Número de artículo: CM0013449

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo UNC5C de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con UNC5C humano, de ratón y de rata (103 kDa). Ideal para estudios de guía de axones y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra UNC5C
Observaciones/Alias	UNC5H3; UNC5C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8633
GeneID	8633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-360 de la UNC5C humana (NP_003719.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95185
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo