

Upf1/Rent1 Rabbit Pab - Q92900

Número de artículo: CM0015188



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UPF1/RENT1 humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la degradación del ARNm mediada por codones de terminación prematura (NMD).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPF1/RENT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5976
GeneID	5976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 819-1118 del UPF1/RENT1 humano (NP_002902.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92900
Peso proteico	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo