


Uqcrh Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07919

Número de artículo: CM0010274



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra UQCRH humano, una subunidad del complejo mitocondrial III. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales y bioenergética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UQCRH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
Especie	Humano
GeneID (humano)	7388
GeneID	7388
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-91 de UQCRH humano (P07919)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07919
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo