

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Uromodulina/Umod Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07911

Número de artículo: CM0006981



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la Uromodulina/UMOD humana (THP), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para biología renal, investigación de ITU y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Uromodulina/UMOD
Observaciones/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Uromodulina/UMOD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7369
GeneID	7369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-324 de la Glicoproteína de Tamm Horsfall humana (NP_003352.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07911
Peso Molecular de la Proteína	70kDa/55kDa/115kDa
Envío	Bolsa de hielo