

Ush1C Rabbit Pab - Ush1C

Número de artículo: CM0024824

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra USH1C de pez cebra, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el síndrome de Usher y la neurociencia sensorial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USH1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	zgc:136806; USH1C
Especie	Pez cebra
ID de gen (Humano)	10083
ID de gen	564412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de USH1C de pez cebra (NP_001035018.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso proteico	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
Envío	Bolsa de hielo