

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Usp10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Número de artículo: CM0008843



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra USP10 humano (Q14694). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar las vías de desubiquitinación, autofagia y respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP10 mAb de conejo
Observaciones/Alias	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9100
ID de gen	9100
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del USP10 humano (Q14694).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14694
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo