

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Número de artículo: CM0028047



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la USP10 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. La USP10 es una desubiquitinasa que regula la p53, la autofagia, el reciclaje de ribosomas y la señalización de NF-kB. Ideal para investigación en cáncer y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBPO; USP10
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9100
ID de gen	9100
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 499-798 de la USP10 humana (NP_005144.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14694
Peso molecular de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo