

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp18 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umw8

Número de artículo: CM0022495

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-USP18 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con USP18 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la proteasa específica de ISG15 en la señalización por interferón y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11274
ID del gen	11274
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la USP18 humana (NP_059110.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMW8
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo