

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp39 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q53Gs9

Número de artículo: CM0006742



Introducción

Valide USP39 (Q53GS9) con este anticuerpo monoclonal de conejo. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a una deubiquitinasa implicada en el splicing de pre-ARNm, reparación del ADN, respuesta antiviral y regulación de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-USP39 de conejo
Observaciones/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Especie	Humano
GeneID (humano)	10713
GeneID	10713
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 466 y 565 de la USP39 humana (Q53GS9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53GS9
Peso molecular de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo