


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Usp7/Hausp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

Número de artículo: CM0009663



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína humana USP7/HAUSP (Q93009). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre la vía de p53, reparación del ADN y deubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP7/HAUSP Rabbit mAb
Notas / Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELP13.2; USP7/HAUSP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7874
GeneID	7874
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la USP7/HAUSP humana (Q93009))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93009
Peso de la proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo