


Anticuerpo Policlonal Usp7/Hausp Conejo Pab - Q93009

Número de artículo: CM0016624



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo USP7/HAUSP para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la enzima desubiquitinante USP7 en la regulación de p53 y reparación del ADN. Ideal para investigación de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal USP7/HAUSP Conejo pAb
Observaciones/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Especie	Humano
GeneID (humano)	7874
GeneID	7874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-1102 de USP7/HAUSP humano (NP_003461.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93009
Peso Proteico	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo