

Anticuerpo Policlonal De Conejo Uty Para Wb, Elisa - 014607

Número de artículo: CM0026026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona desmetilasa UTY humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, adecuado para investigación en epigenética y del cromosoma Y.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UTY pAb de Conejo
Observaciones/Alias	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de la UTY humana (NP_009056.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14607
Peso Molecular de la Proteína	150kDa
Envío	Bolsa de hielo