

Pab De Conejo Contra B-Sinucleína Para Wb, Elisa - Q16143

Número de artículo: CM0017099

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra β -sinucleína validado para WB y ELISA. Detecta la β -sinucleína humana, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra β -sinucleína
Observaciones/Alias	SNCB; β -Sinucleína
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6620
GeneID	6620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 de la β -sinucleína humana (NP_001001502.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16143
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo