

Anticuerpo Policlonal De Conejo Vamp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63027

Número de artículo: CM0012863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VAMP2 (sinaptobrevina-2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce VAMP2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de liberación de neurotransmisores y fusión de vesículas sinápticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAMP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6844
ID del Gen	6844
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VAMP2 humano (NP_055047.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63027
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo