

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vamp8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv40

Número de artículo: CM0012122



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VAMP8 validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la fusión de membranas mediada por SNARE, la autofagia y la exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VAMP8
Observaciones/Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8673
GeneID	8673
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VAMP8 humano (NP_003752.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV40
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo