

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vangl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIk5

Número de artículo: CM0026080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a VANGL2 (Estrabismo 1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta VANGL2 humano y de ratón. Ideal para la investigación de la polaridad celular planar, el desarrollo del tubo neural y la morfogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VANGL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57216
GeneID	57216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 del VANGL2 humano (NP_065068.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULK5
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo