

Vars Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26640

Número de artículo: CM0025075

Introducción

Anticuerpo policlonal de alta calidad contra VARS humano (Valil-ARNt sintetasa) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. 140 kDa. Ideal para investigación en traducción y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Vars Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7407
ID de Gen	7407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de VARS humano (NP_006286.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26640
Peso Proteico	140kDa
Envío	Bolsa de hielo