

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Vcam1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P19320

Número de artículo: CM0007658



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra VCAM1, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce VCAM1 humano (P19320) con un inmunógeno derivado de los aminoácidos 25-698. Ideal para la investigación de la inflamación y la vigilancia inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra VCAM1
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 de VCAM1 humano (NP_001069.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P19320
Peso de la proteína	71KDa/74KDa/81KDa
Envío	Bolsa de hielo