


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vcp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

Número de artículo: CM0026010



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra VCP (p97/TERA) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con VCP humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en ERAD, autofagia y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-VCP
Observaciones/Alias	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Especie	Humano
GeneID	7415
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-770 de VCP humano (NP_009057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55072
Peso Molecular de la Proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo