

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Veph1 Para Wb Y Elisa - Q14D04

Número de artículo: CM0015871

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEPH1 para Western blot y ELISA. Se dirige a la proteína VEPH1 (MELT) humana y presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la señalización por TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEPH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 448-547 de la VEPH1 humana (NP_07897.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14D04
Peso molecular de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo