


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra β II-Tubulina/ β 2-Tubulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13885 / Q9Bva1

Número de artículo: CM0009206



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra β II-Tubulina/ β 2-Tubulina (TUBB2A/TUBB2B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata; ideal para la investigación de la dinámica de los microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra β II-Tubulina/ β 2-Tubulina
Observaciones/alias	CDCBM5; TUBB; TUBB2; β II-Tubulina/ β 2-Tubulina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7280/347733
ID del gen	7280/347733
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 346-445 de la β II-Tubulina/ β 2-Tubulina humana (Q13885).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q13885/Q9BVA1
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo